

EN If possible:    30 min before collection



1 Wash your hands with soap and water.

Hold the collection device (Blue Collect™) as shown in the picture.




2 BlueCollect™



3 Bring towards your lips.

Fill until the lower part is full, not including foam/bubbles. Put collection device down.



Fill as accurate as possible



5 Open tube with blue liquid. Carefully pour in the saliva.

Close and shake gently.



6 10x



7 Disinfect tube, screw cap and work surface. Ready for transport to the lab.

Wash your hands again with soap and water.



8

DE Wenn möglich:    30 Minuten vor der Abholung



1 Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife.

Halten Sie das Sammelgerät (Blue Collect™) so wie in der Abbildung angezeigt.




2 BlueCollect™



3 Bringen Sie sie zu Ihren Lippen Führen.

Füllen Sie den unteren Teil des Behälters auf, bis er voll ist, ohne Schaum/Blasen. Sammelgerät absetzen.



Füllen Sie so akkurat wie möglich



5 Öffnen Sie das Röhrchen mit der blauen Flüssigkeit. Den Speichel vorsichtig hineingießen.

Schließen und vorsichtig schütteln.



6 10x



7 Desinfizieren Sie Röhrchen, Schraubkappe und Arbeitsfläche. Bereit für den Transport ins Labor.

Waschen Sie Ihre Hände noch mal mit Wasser und Seife.



8

Blue Collect™  
for saliva collection

EN Blue Collect™  
for saliva collection

DE

### Intended use

Blue Collect™ is a receptacle for the collection and transfer of saliva into a 2 ml pre-filled tube with InActive Blue® medium. This medium makes the sample non-infectious and stabilizes the RNA for at least 30 days. Extensive information about InActive Blue® can be found on [www.inactivblue.com](http://www.inactivblue.com).

### Product codes

IB\_CD01: 1x Blue Collect™  
To be used with InActive Blue®  
(product code IB\_TUB or 456604)

### Adverse events / incidents

Notice to FertiPro NV (ra@fertipro.com) and to competent authority of your country (for Belgium: inform FAMHP; [www.famhp.be](http://www.famhp.be)).

### Warning

To be used with InActive Blue® medium: do not take in the blue fluid in any way and wash your hands or other skin exposed area after contact with the fluid. When spills occur, clean up with water (do not use bleach).

If you are a responsible adult who helps with saliva collection of another individual, make sure that you use the required personal protection when 1.5m distance cannot be ensured or when you help with sample processing. Follow the procedure for droplet protection: use gloves, coat, surgical mask and eye protection (goggles or face shield).

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Blue Collect™ ist ein Gefäß für die Sammlung und den Transfer von Speichel in ein vorgefülltes 2-ml-Röhrchen mit InActive Blue®-Medium. Dieses Medium macht die Probe nicht infektiös und stabilisiert die RNA für mindestens 30 Tage. Ausführliche Informationen über InActive Blue® finden Sie unter [www.inactivblue.com](http://www.inactivblue.com).

### Produkt-Codes

IB\_CD01: 1x Blue Collect™  
Zur Verwendung mit InActive Blue®  
(Produkt-Code IB\_TUB oder 456604)

### Unerwünschte Ereignisse / Zwischenfälle

Meldung an FertiPro NV (ra@fertipro.com) und an die zuständige Behörde Ihres Landes (für Belgien: FAMHP in Kenntnis setzen; [www.famhp.be](http://www.famhp.be)).

### Warnung

Zur Verwendung mit InActive Blue® Medium: nehmen Sie keine blaue Flüssigkeit in den Mund und waschen Sie sich nach Kontakt mit der Flüssigkeit die Hände oder andere Hautstellen, die mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sind. Wenn Flüssigkeit verschüttet wird, reinigen Sie die betroffenen Stellen mit Wasser (keine Bleiche verwenden).

Wenn Sie ein verantwortlicher Erwachsener sind, der einer anderen Person bei der Speichelsammlung hilft, achten Sie darauf, die erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen zu verwenden, wenn ein Abstand von 1,5 m nicht gewährleistet werden kann oder wenn Sie bei der Probenverarbeitung helfen. Befolgen Sie das Verfahren für den Tröpfchenschutz: Verwenden Sie Handschuhe, Kittel, Operationsmaske und Augenschutz (Schutzbrille oder Gesichtsschutz).

### SYMBOL GLOSSARY - SYMBOL GLOSSAR

**IVD** In vitro diagnostic medical device  
Medizinprodukt zur In-vitro-Diagnose

 Do not re-use  
Nicht wiederverwenden

**REF** Catalogue number  
Bestellnummer

 Keep dry  
Trocken lagern

**LOT** Batch code  
Chargencode

 Keep away from sunlight  
Vor Sonnen-Licht schützen

 Date of manufacture  
Herstellungsdatum

 CE marked  
CE-gekennzeichnet

 Manufacturer  
Hersteller

 Consult instructions for use  
Gebrauchsanweisung beachten



Emergency phone number  
Notfalltelefonnummer

If InActive Blue® is ingested call poison centre: (for Belgium: +32 70 245245)  
Bei Verschlucken von InActive Blue®  
Giftnotrufzentrale anrufen:  
(für Belgien: +32 70 245245)

Technical support  
Technischer support

URL: [www.inactivblue.com](http://www.inactivblue.com)  
e-mail: [info@inactivblue.com](mailto:info@inactivblue.com)  
Document ID - Dokumenten-ID  
Doc ID: FP09 1117 d R01  
version A.1 (08/02/2022)

Manufacturer  
Hersteller

FertiPro NV  
Industriepark Noord 32  
8730 Beernem (Belgium)  
Tel: +32 50 791805  
[info@fertipro.com](mailto:info@fertipro.com)

FR

Si possible:



30 minutes avant la collecte



1

Lavez vos mains avec de l'eau et du savon.

Tenez le dispositif de collecte (Blue Collect™) comme indiqué dans l'image.



2


BlueCollect™



3

Apportez vers la bouche.

Remplis jusqu'à ce que la partie inférieure soit pleine, sans compter la mousse/les bulles. Posez le dispositif de collecte.



4

Remplissez le formulaire le plus précisément possible



5

Ouvrir le tube contenant le liquide bleu. Versez délicatement la salive.

Fermez et secouez doucement.



6

10x



7

Désinfectez le tube, le bouchon à vis et la surface de travail. Prêt pour le transport au laboratoire.

Lavez vos main encore une fois avec de l'eau et du savon.



8

NL

Indien mogelijk:



30 min voor afname



1

Was je handen met water en zeep.

Neem het opvangbakje (Blue Collect™) vast zoals op de foto.



2


BlueCollect™



3

Breng naar de lippen.

Vul tot het onderste deel vol is, schuim/belletjes niet mee-rekenen. Zet het opvangbakje neer.



4

Vul zo juist mogelijk



5

Open de buis met blauwe vloeistof. Giet het speeksel er voorzichtig in.

Draai dicht en schud voorzichtig.



6

10x



7

Ontsmet het buisje, draaidop en werkoppervlak. Klaar voor vervoer naar het labo.

Was je handen opnieuw met water en zeep.



8

**Blue Collect™**  
for saliva collection

FR

**Blue Collect™**  
for saliva collection

NL

### Utilisation prévue

Blue Collect™ est un réceptacle pour la collecte et le transfert de salive dans un tube pré-rempli de 2 ml avec le médium InActiv Blue®. Ce médium rend l'échantillon non-infectieux et stabilise l'ARN pendant au moins 30 jours. Des informations détaillées concernant InActiv Blue® sont disponibles sur [www.inactivblue.com](http://www.inactivblue.com).

### Codes des produits

IB\_CD01: 1x Blue Collect™

A utiliser avec InActiv Blue® (code produit IB\_TUB ou 456604)

### Événements indésirables / Incidents

Avertir FertiPro NV ([ra@fertipro.com](mailto:ra@fertipro.com)) ainsi que l'autorité compétente de votre pays (pour la Belgique : informer l'AFMPS ; [www.famhp.be](http://www.famhp.be)).

### Avertissement

**A utiliser avec le médium InActiv Blue®: ne pas ingérer le fluide bleu et se laver les mains, ou toute autre partie du corps, en cas de contact avec le fluide. En cas de déversement, nettoyer à l'eau (ne pas utiliser d'eau de Javel).**

Si vous êtes un adulte responsable participant à la collecte de salive auprès d'une autre personne, veillez à porter un équipement de protection individuelle requis si la distance de 1,5 m ne peut être assurée ou si vous aidez au traitement des échantillons. Suivez la procédure de protection contre les gouttelettes : portez des gants, une blouse, un masque chirurgical et des protections pour les yeux (lunettes ou visière).

### Beoogd gebruik

Blue Collect™ is een recipiënt voor het verzamelen en transfereren van speeksel in een 2 ml voorgevuld buisje met InActiv Blue® medium. Dit medium zorgt ervoor dat het staal niet langer besmettelijk is en stabiliseert het RNA voor minstens 30 dagen. Uitgebreide informatie over InActiv Blue® is te vinden op [www.inactivblue.com](http://www.inactivblue.com).

### Product codes

IB\_CD01: 1x Blue Collect™

Te gebruiken met InActiv Blue® (productcode IB\_TUB of 456604)

### Bijwerkingen/incidenten

Rapporteer aan FertiPro NV ([ra@fertipro.com](mailto:ra@fertipro.com)) en de nationale competente autoriteit (voor België: FAMHP, [www.famhp.be](http://www.famhp.be)).

### Waarschuwing

**Te gebruiken met InActiv Blue® medium: neem in geen geval de blauwe vloeistof in en was je handen of andere huidoppervlakte na contact met de blauwe vloeistof. Bij morsen, maak het oppervlak schoon met een doekje en gebruik water (gebruik nooit bleekwater!).**

Indien je een verantwoordelijke volwassene bent die helpt met de speekselafname van iemand anders, zorg ervoor dat je gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt wanneer de afstand van 1,5 m niet kan worden aangehouden of wanneer je helpt bij de verwerking van stalen. Volg hierbij de procedure voor druppelbescherming: gebruik handschoenen, jas, chirurgisch masker en oogbescherming (bril of gezichtsschermer).

### GLOSSAIRE DES SYMBOLES - OVERZICHT SYMBOLEN

IVD

Dispositif médical de diagnostic in vitro  
In-vitro diagnostisch medisch hulpmiddel



Ne pas réutiliser  
Niet hergebruiken

REF

Code de produit  
Catalogusnummer



Garder sec  
Droog houden

LOT

Numéro de lot  
Lotnummer



Conserver à l'abri de la lumière  
Uit de buurt van zonlicht houden



Date de fabrication  
Productiedatum



Fabricant  
Fabrikant



Consulter les instructions d'utilisation  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Marquage CE  
CE-markering



### Numéro de téléphone d'urgence noodnummer

En cas d'ingestion d'InActiv Blue®, appelez un centre antipoison. (pour la Belgique : +32 70 245245)

Bij inname van InActiv Blue®, bel het antificentrum: (voor België: +32 70 245245)

### Assistance technique Technische ondersteuning

URL: [www.inactivblue.com](http://www.inactivblue.com)  
E-mail: [info@inactivblue.com](mailto:info@inactivblue.com)

### Référence du document Document ID

Doc ID: FP09 I117d R01,  
version A.1 (08/02/2022)

### Fabricant fabrikant

FertiPro NV  
Industriepark Noord 32  
8730 Beernem (Belgium)  
Tel: +32 50 791805  
[info@fertipro.com](mailto:info@fertipro.com)